



## PORTUGUÊS

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Uma cuidadosamente as advertências, precauções e instruções a seguir.  
**ATENÇÃO:** A Lei Federal dos E.U.A. restringe a venda deste dispositivo por médicos ou por sua prescrição.

### INDICAÇÕES

O RUNTHROUGH NS (ou prolongamento RUNTHROUGH NS) é usado para facilitar a colocação do cateter balão na angiotomia coronária transluminal percutânea (ACTP) e/ou na angioplastia transluminal percutânea (ATP).

### DESCRIÇÃO

O RUNTHROUGH NS é uma guia monofilar para usar na ACTP e/ou ATP com alta conformabilidade e rastreabilidade no vaso sanguíneo. A parte distal do fio tem forma de bobina com o revestimento do polímero hidrofílico que gera alta flexibilidade na unidade. Alguns modelos do RUNTHROUGH NS têm a ponta próxima modificada que permite ligar a fio estendido para o RUNTHROUGH NS. Por favor, revise o rótulo do produto que refere sobre a disponibilidade e o uso do sistema estendido para a guia monofilar.

### CONTRA-INDICAÇÕES

- Pacientes que já tiveram um espasmo coronário arterial antes.
  - Pacientes grávidas ou pacientes que possam estar grávidas.
  - Pacientes com contra-indicação, devido à sua condição, para uma operação cirúrgica.
  - Lesões em consequência de uma ponte de safena construída há menos de um mês ou pseudo-aneurisma.
  - Pacientes com contra-indicação para um tratamento anti-agregante plaquetário ou anti-coagulação.
  - Pacientes com uma alergia crítica a produtos de contraste.
- Leia atentamente as contra-indicações referidas nas instruções que acompanham os outros dispositivos de intervenção a utilizar com o RUNTHROUGH NS.

### COMPLICAÇÕES

As complicações possíveis com o uso do RUNTHROUGH NS, inclusive as não listadas, o seguinte:

- Infarto agudo do miocárdio
  - Hipertensão arterial
  - Dissecção das artérias coronárias, Perfuração arterial, Ruptura arterial, Dano das artérias coronárias
  - Doença infecciosa e complicação em sítio de punção
  - Uma complicação hemorrágica
  - Miocardíopatia isquêmica
  - Espasmo da artéria coronária
  - Bradicardia, Paqu岸ardia
  - Fístula arteriovenosa
  - Angina pectoris instável
  - Arritmia com a fibrilação ventricular
  - Formação do falso aneurisma femoral, falso aneurisma
  - Avascular pela mediana
  - Oclusão total da artéria coronária
  - Embolização distal
  - Infarto cerebral
  - Perfuração do vaso sanguíneo
  - Laceração intimal
  - Dano do vaso sanguíneo
  - Espasmo do vaso sanguíneo
  - Hematoma em sítio de punção
  - Infecção
  - Dor no
  - Perfuração do rim
  - Oclusão aguda na parte da divergência
  - Modificação temporal da corrente sanguínea
- Cuidadosamente, leia a CONTRAINDICATIONS (CONTRAINDICAÇÕES) na instrução do outro dispositivo intervencionista para usar com o RUNTHROUGH NS.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

**ADVERTÊNCIAS** Antes de iniciar o procedimento examine cuidadosamente todo o equipamento para se certificar de seu funcionamento correto e da sua integridade. A não observação das advertências que se seguem pode provocar a danificação do vaso, a abrasão do revestimento hidrofílico, a separação de fragmentos de plástico do RUNTHROUGH NS e/ou a danificação ou fragmentação/separação do fio, podendo ser necessária a sua remoção.

- Não manipule nem puxe o RUNTHROUGH NS através de uma agulha de punção metálica, de um dilatador metálico ou de um dispositivo metálico de introdução do fio-guia, porque pode provocar a destruição e/ou separação do RUNTHROUGH NS.
- Não utilize o RUNTHROUGH NS com dispositivos que tenham partes metálicas, como cateteres de aterectomia. Não manipule o RUNTHROUGH NS através dos estios do stent. Tais manipulações podem raspar o revestimento de polímero hidrofílico do RUNTHROUGH NS e danificar e/ou cortar o fio.
- A porção distal de 1 cm do RUNTHROUGH NS é moldável. Observe as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 1-5) ao dar forma ao RUNTHROUGH NS.
- Manipule o RUNTHROUGH NS lentamente e com cuidado no vaso, confirmando ao mesmo tempo o comportamento e a localização da ponta do fio através de radioscopia de alta resolução.
- Se sentir alguma resistência ou o comportamento e/ou a localização da ponta não parecerem correctos, deixe de

manipular o RUNTHROUGH NS e/ou o cateter de dilatação e determine a causa da resistência através de radioscopia de alta resolução. Se não respetar as precauções recomendadas pode provocar a dobra, encravamento ou separação da ponta do fio-guia, ou danificar o cateter de dilatação ou vaso.

- Se se pode utilizar um dispositivo de extração, como uma pinça ou um alicete, depois de o RUNTHROUGH NS ser sido removido do vaso do doente. A utilização de um dispositivo de extração quando o RUNTHROUGH NS se encontra no vaso pode causar a ruptura do RUNTHROUGH NS.
- Todos os dispositivos utilizados com o RUNTHROUGH NS devem ser suficientemente molhados antes e durante a sua utilização com solução salina fisiológica heparinizada. Uma humedificação incorrecta do sistema pode provocar danos ou a libertação de fragmentos do polímero hidrofílico e/ou pode impedir o movimento suave do fio.
- Não usar o RUNTHROUGH NS em intervenção ou através de uma artéria mamária interna. Pode resultar na ruptura ou separação da RUNTHROUGH NS.

- Não usar o RUNTHROUGH NS como fio-guia externo em caso de colocação de stent pela técnica da guia paralela.
- Não dobrar o RUNTHROUGH NS rapidamente no mesmo ponto. Pode resultar na sua deformação, ruptura ou separação.
- Se o cateter for usado com uma válvula, não meta na válvula enquanto o RUNTHROUGH NS estiver dentro do cateter. Pode resultar na ruptura ou separação do RUNTHROUGH NS.

- Mantenha o RUNTHROUGH NS cuidadosamente e através do uso de um stent expandido. Se o RUNTHROUGH NS for capturado pelo stent expandido pode causar migração do stent, deslocamento do stent, ou ruptura ou separação do RUNTHROUGH NS.
- Não uma placa de metal na parte interior do RUNTHROUGH NS. Não usar se houver possibilidade de perturbação do metal no MRI ou outros dispositivos médicos.

- Se o RUNTHROUGH NS não estiver do lado de fora do buraco lateral do cateter, não remover o RUNTHROUGH NS com força, mas remover o RUNTHROUGH NS como uma unidade com outro dispositivo auxiliar.
- Depois de substituir o cateter usando o fio de prolongamento RUNTHROUGH NS, remova o fio de prolongamento antes da próxima intervenção. A junta pode separar-se se como resultado de uma manipulação, por exemplo, uma rotação, enquanto o RUNTHROUGH NS e o fio de prolongamento RUNTHROUGH NS estão conectados.

- O fio de prolongamento RUNTHROUGH NS é exclusivamente para a ligação do RUNTHROUGH NS. Se ligar (conectar) outro fio de prolongamento do que o fio de prolongamento RUNTHROUGH NS, isto poderá resultar em danos ao RUNTHROUGH NS por motivos de compatibilidade.
- O RUNTHROUGH NS deve ser utilizado por um médico ou por orientação de um médico com formação adequada na manipulação e observação de fio-guia através de radioscopia de alta resolução.
- O RUNTHROUGH NS está esterilizado com todo de etanol e destina-se a uma utilização única. Não volte a esterilizá-lo nem a utilizá-lo.

- Estêtil enquanto na sua embalagem unitária fechada e intacta. Não utilize este produto se o pacote ou o RUNTHROUGH NS foi danificado ou aparentar ter sido utilizado.
- Utilize logo a seguir à abertura da embalagem e elimine de forma segura e de acordo com os procedimentos locais para a eliminação de resíduos de origem médica.
- Toda a operação deve ser realizada com técnica asséptica.
- Quando utilizar um medicamento ou um dispositivo juntamente com o RUNTHROUGH NS, o operador deve conhecer plenamente as propriedades características desse medicamento ou dispositivo para evitar danificar o RUNTHROUGH NS.
- Não reprocessar o dispositivo de forma enquanto separar o RUNTHROUGH NS. Isto pode resultar na ruptura do RUNTHROUGH NS.
- Quando a porção distal da ligação medindo 40cm está fora do paciente durante o uso, manipule gentilmente e evite a separação ou a rutura do produto.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### 1. Preparação do RUNTHROUGH NS

1-1 Retirar da embalagem o RUNTHROUGH NS juntamente com o suporte.

1-2 Antes de remover o RUNTHROUGH NS, da sua protecção, injetar solução salina fisiológica heparinizada através da base da protecção com uma seringa.

1-3 Depois de remover o tampão do guia, remover o RUNTHROUGH NS do suporte e inspecionar o RUNTHROUGH NS antes de usar para verificar se está lubrificado. Se o RUNTHROUGH NS puder ser facilmente removido do suporte, injetar mais solução salina fisiológica heparinizada no suporte e tentar novamente.

1-4 Molhar o RUNTHROUGH com uma quantidade suficiente de solução salina fisiológica heparinizada.

- **ADVERTÊNCIA** A ponta proximal do RUNTHROUGH NS sai do suporte. Certifique-se da direcção do fio-guia ao inserir-lo no cateter de dilatação.

- **PRECAUÇÕES** • A parte distal do RUNTHROUGH NS só tem lubrificação se estiver molhada.
- Pode ocorrer a sua danificação ou a libertação de fragmentos do polímero hidrofílico se for manipulada com a

superfície seca ou sem estar suficientemente molhada.

- Antes da utilização, molhe suficientemente a superfície do RUNTHROUGH NS. A parte distal do fio-guia flexível se for manipulada com a superfície suficientemente molhada.

- A parte distal do RUNTHROUGH NS pode estar curva devido ao polímero hidrofílico quando for extraído do tubo do suporte, a não ser que esteja molhada. Para a endratar, molhe suficientemente a sua superfície.

- 1-5 Se desejar, com cuidado dê forma a porta flexível do fio-guia de acordo com as práticas normais (Fig. 1).

- **ADVERTÊNCIA** Se o fio-guia for manipulado com a superfície seca, aquecido, agarrado com pinças, alicete ou qualquer outro instrumento, se for curvado fortemente ou se for curvado repetidamente no mesmo ponto, pode verificar-se a danificação ou separação do fio-guia.

- A capacidade de moderação do RUNTHROUGH NS pode ser insuficiente a menos que seja suficientemente humedecido

- 1-6 Se não pretender introduzir imediatamente o RUNTHROUGH NS num cateter de dilatação, mantenha-o no suporte com solução salina fisiológica heparinizada até à sua introdução.

- **PRECAUÇÃO** Quando inserir novamente o RUNTHROUGH NS no suporte, cuidado para não danificar a superfície do fio-guia com a borda do suporte.

#### 2. Inserir num cateter-balão de dilatação

- **PRECAUÇÃO** Utilize um cateter-balão de dilatação adequado correspondente ao diâmetro exterior (D.E.) do RUNTHROUGH NS. Devido à variação dos diâmetros interiores de algumas pontas de cateteres, pode haver abrisso do revestimento hidrofílico durante a manipulação. Se sentir alguma resistência durante a introdução do fio-guia no cateter, deve imediatamente de utilizar esse cateter.

- 2-1 Examine e prepare o cateter de dilatação de acordo com as instruções de utilização do cateter-balão de dilatação.

- 2-2 Se necessário, ligue um conector em Y à porta do fio-guia do cateter-balão de dilatação e injete no cateter solução fisiológica salina heparinizada.

- **ADVERTÊNCIA** Pressão o cateter-balão de dilatação o suficiente para que não fiquem no seu interior quaisquer bolhas de ar. Uma humedificação inadequada pode impedir um movimento suave do fio-guia.

2-3 Certifique-se de que a superfície do RUNTHROUGH NS está suficientemente molhada. Introduza o RUNTHROUGH NS no cateter de dilatação e avance o fio-guia lentamente até que este e a porta do cateter estejam devidamente posicionados. Quando utilizar um cateter-balão de dilatação do tipo substituição rígida, insira a ponta proximal do RUNTHROUGH NS na porta distal do cateter, avance o fio-guia através do seu lúmen até o fio-guia e a porta do cateter estarem devidamente posicionados.

- **PRECAUÇÃO** A introdução do RUNTHROUGH NS no cateter-balão de dilatação quando este estiver curvo pode danificar o cateter na ponta proximal do fio-guia.

- 2-4 Aparte a válvula hemostática do conector em Y enquanto confirma que a porta proximal do RUNTHROUGH NS e se desloca suavemente.

- **PRECAUÇÃO** Não manipule o RUNTHROUGH NS quando estiver fortemente encravado pela válvula hemostática, porque pode provocar a fragmentação do RUNTHROUGH NS.

#### 3. Funcionamento do sistema

- 3-1 Coloque o cateter-guia na lesão pretendida usando o protocolo aprovado. Introduza o cateter de dilatação através da válvula hemostática do conector em Y ligado ao cateter-guia e avance-o até 1-2 cm da porta distal do cateter-guia controlado por radioscopia de alta resolução.

- **ADVERTÊNCIA** Manipule com cuidado o cateter-guia e observe se existe algum comportamento anómalo enquanto o RUNTHROUGH NS e/ou o cateter de dilatação estão no vaso. Se o cateter-guia sair da sua posição e exercer demasiada carga no fio-guia, pode provocar a danificação ou separação do fio-guia e/ou a danificação do vaso.

- 3-2 Ao fazer avançar o RUNTHROUGH NS pela lesão, manipule-o lentamente e com cuidado, confirmando ao mesmo tempo o comportamento e a posição da ponta do fio-guia através de radioscopia de alta resolução, a fim de impedir que a ponta fique presa na lesão.

- 3-3 Certifique-se de que o RUNTHROUGH NS está bem inserido no vaso pretendido através de radioscopia de alta resolução em múltiplas direcções.

- **ADVERTÊNCIA** Ao seleccionar o vaso em que o RUNTHROUGH NS vai ser inserido ou ao avançar o fio-guia através da estenose não rode a ponta proximal do fio-guia mais de duas vezes sucessivas na mesma direcção se a ponta do fio-guia estiver presa, porque pode daí resultar a separação do fio-guia.

- Se sentir alguma resistência ao RUNTHROUGH NS ou ao cateter de dilatação durante a sua manipulação ou se a forma, comportamento ou posição da ponta do fio-guia parecer incorrecta, por exemplo se a ponta estiver presa devido a um espasmo do vaso ou por qualquer outro razão, ou se a ponta estiver dobrada como mostra a Fig. 2, deixe de manipular o fio-guia (e o cateter), determine cuidadosamente a causa através de radioscopia e tome as medidas adequadas. Depois retire lentamente o fio-guia, sem o rodar, para o substituir por um novo. O prosseguimento da manipulação do fio-guia ou do cateter nas referidas situações pode provocar danos no vaso, a danificação ou separação da ponta do fio-guia e/ou a danificação do cateter de dilatação.

- 3-4 Faça avançar o cateter de dilatação para a lesão pretendida sobre o RUNTHROUGH NS.

#### 4. Substituição do RUNTHROUGH NS

- 4-1 Desapertar a válvula hemostática do conector em Y e retire lentamente o RUNTHROUGH NS, confirmando ao mesmo tempo a posição da ponta através de radioscopia de alta resolução. Substitua com cuidado o fio-guia de modo que não entre ar no cateter de dilatação.

- 4-2 Introduza cuidadosamente o novo RUNTHROUGH NS no cateter de dilatação segundo as indicações dos pontos 2-3 e 2-4. No caso de utilizar um cateter de dilatação do tipo substituição rígida, retire o cateter de dilatação e substitua o fio-guia.

- **ADVERTÊNCIA** Se sentir resistência durante a reintrodução do RUNTHROUGH NS, cesse a manipulação e substitua-o por um novo. A manipulação com resistência pode provocar danos no vaso devido à fragmentação do RUNTHROUGH NS ou do cateter de dilatação.

- Antes de fazer avançar a ponta do fio-guia pelo cateter de dilatação, certifique-se de que a direcção da ponta do cateter de dilatação é paralela ao vaso. Se o RUNTHROUGH NS avançar com a ponta virada para a parede do vaso ou de forma não paralela ao vaso, pode danificá-lo.

#### 5. CONSERVAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE O PROCEDIMENTO:

- 5-1 Retire os resíduos de sangue do RUNTHROUGH NS lavando o fio-guia numa tina com solução salina fisiológica heparinizada. Limpe uma vez com gaze esterilizada embebida em solução salina fisiológica heparinizada se ainda houver resíduos de sangue agarrados ao fio-guia.

- 5-2 Reavise o RUNTHROUGH NS no suporte e encher com solução salina fisiológica heparinizada.

- **PRECAUÇÃO** Se o RUNTHROUGH NS avançar mais lentamente do que antes, substitua-o por um novo.

- Não limpe o RUNTHROUGH NS com álcool nem com solução de ácido gástrico porque podem afectar a superfície do RUNTHROUGH NS.
- Não utilize gaze seca, porque pode danificar o revestimento do superfície.

#### 6. Substituição do cateter-balão de dilatação

- **PRECAUÇÃO** Leia atentamente as orientações a seguir e o manual de instruções que acompanha os cateteres-balão de dilatação.

Fio-guia de 160 cm
• <b>Utilização com um cateter de dilatação "Over-The-Wire" &gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proteja o RUNTHROUGH NS conectando o fio de prolongamento, antes de retirar/ inserir o cateter.</li></ul>
• <b>PRECAUÇÃO</b> Quando retirar o cateter de dilatação Over-The-Wire em combinação com o RUNTHROUGH NS, manipule o RUNTHROUGH NS devagar e com cuidado, confirmando o comportamento da extremidade distal do RUNTHROUGH NS injetando solução salina fisiológica heparinizada, ou produto de contraste através do fio que conectado a uma seringa ou um injetor. O RUNTHROUGH NS pode avançar e danificar o vaso.
• <b>Utilização com um cateter de dilatação "Substituição rápida" &gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenha a posição do RUNTHROUGH NS e retire/introduza cuidadosamente o cateter de dilatação, confirmando ao mesmo tempo a posição da ponta do fio-guia através de radioscopia de alta resolução.</li></ul>

Fio-guia de 300 cm
• <b>Utilização com um cateter de dilatação "Over-The-Wire" &gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antes de trocar o cateter de dilatação, limpe o RUNTHROUGH NS com gaze esterilizada com solução salina fisiológica heparinizada.</li><li>• Proceda à substituição do cateter de dilatação, confirmando ao mesmo tempo a posição do fio-guia no vaso através de radioscopia de alta resolução.</li></ul>

#### PRECAUÇÃO DE ARMAZENAMENTO

Evite exposição à água, luz solar directa, temperatura extrema e taxas de humidade elevadas durante o armazenamento. Armazamar em sacos com temperatura controlada.